

# HSA-Solution™



## US

### EN: Indication for use

HSA-solution™ contains human serum albumin solution (100 mg/mL) and is intended for use in assisted reproductive procedures which include gamete and embryo manipulation. These procedures include the use of HSA-solution™ as a supplement for culture medium.

### Product Description

HSA-solution™ is antibiotic-free.

### Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

HSA-solution™ is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis. Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.

### Directions for use

G-Series PLUS media, G-GAMET™ and EmbryoGlue® do not require albumin supplementation. All other G-Series culture media, not designated PLUS, come protein-free and need to be supplemented either with G-MM™ or HSA-solution™ at the appropriate concentration as listed in the table below. When selecting protein supplementation it should be noted that human serum albumin (HSA) is a blood derived substance and may contain human pathogenic agents including those not yet known or identified. Thus the risk of transmission of such infectious agents cannot be completely eliminated when using HSA. G-Series media with the exception of G-IVF™, G-FreezeKItBlast™ and G-ThawKIt Blast™ shall have 5 % of either G-MM™ or HSA-solution™ added (0.5 mL added to 9.5 mL). The final concentration of G-MM™ will be 2.5 mg/mL and the final concentration of HSA will be 5 mg/mL.

G-IVF™ shall have 10 % of either G-MM™ or HSA-solution™ added (1.0 mL added to 9.0 mL). The final concentration of G-MM™ will be 5 mg/mL and the final concentration of HSA will be 10 mg/mL. Media to be supplemented should be aliquoted into sterile non-toxic tissue culture grade tubes or flasks. All containers should be pre-rinsed using G-RINSE™ in order to ensure there is no particulate matter or toxic substances residing.

### Supplementation of G-MOPS™, G-1™, G-2™, G-PGD™:

| Medium | HSA-solution™ | Final       |
|--------|---------------|-------------|
| [mL]   | volume [mL]   | volume [mL] |
| 9.0    | 0.5           | 10.0        |
| 19.0   | 1.0           | 20.0        |
| 28.5   | 1.5           | 30.0        |
| 38.0   | 2.0           | 40.0        |
| 47.5   | 2.5           | 50.0        |
| 54.0   | 3.0           | 60.0        |
| 63.0   | 3.5           | 70.0        |
| 72.0   | 4.0           | 80.0        |
| 81.0   | 4.5           | 90.0        |
| 95.5   | 5.0           | 100.0       |

G-IVF™ shall have 10 % of either G-MM™ or HSA-solution™ added (1.0 mL added to 9.0 mL). The final concentration of G-MM™ will be 5 mg/mL and the final concentration of HSA will be 10 mg/mL. Media to be supplemented should be aliquoted into sterile non-toxic tissue culture grade tubes or flasks. All containers should be pre-rinsed using G-RINSE™ in order to ensure there is no particulate matter or toxic substances residing.

### Supplementation of G-MOPS™, G-1™, G-2™, G-PGD™:

| Medium | HSA-solution™ | Final       |
|--------|---------------|-------------|
| [mL]   | volume [mL]   | volume [mL] |
| 9.0    | 1.0           | 10.0        |
| 18.0   | 2.0           | 20.0        |
| 27.0   | 3.0           | 30.0        |
| 36.0   | 4.0           | 40.0        |
| 45.0   | 5.0           | 50.0        |
| 54.0   | 6.0           | 60.0        |
| 63.0   | 7.0           | 70.0        |
| 72.0   | 8.0           | 80.0        |
| 81.0   | 9.0           | 90.0        |
| 90.0   | 10.0          | 100.0       |

The cryopreservation solutions can be supplemented directly into the dishes. Simply place 900 µl of each cryopreservation solution into separate wells + 100 µl of G-MM™ or 100 µl HSA-solution™. It is recommended only to supplement the volume of medium expected to be used in one day.

### Specifications

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Sterile filtered                         | SAL 10 <sup>3</sup> |
| Mouse Embryo Assay (1-cell)              |                     |
| % expanded blastocysts (within 96 hours) | ≥ 80                |
| Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL] | < 0.5               |

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

### Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use HSA-solution™ if it appears cloudy.

HSA-solution™ contains human serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV III and when not-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Re-use may result in microbiological contamination and/or property changes in the product.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on behalf of a physician.

### Description of ISO Symbols

| STERILE | Sterilized using aseptic processing techniques |
|---------|------------------------------------------------|
| ☞       | Temperature limit                              |
| ☞       | Do not re-use, discard after procedure.        |
| ☞       | Use by – see label.                            |
| ☞       | Caution: Consult accompanying documents.       |
| REF     | Catalog number                                 |
| LOT     | Batch code                                     |
| CE      | CE Mark (Conformité Européen)                  |

# CHINA

### CN: 培养液添加剂 HSA-solution™ 产品说明书

### 适应症

HSA-solution™含有100 mg/mL人血清白蛋白。该产品在辅助生殖技术中用于用于配子和胚胎处理的培养液添加剂。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 产品型号及规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 型号：见标签                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 产品注册证及技术要索编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 产品注册证编号：见标签                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 产品技术要索编号：见标签                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>产品描述</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 该产品含有抗真菌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>产品有效期及贮存条件</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 产品有效期见标签。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 避光储存于+2℃～+8℃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| HSA-solution™在包装前经标签上该产品生产批号的质量检测报告上具有的有效日期内保持稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 产品包装打开后不得再继续储藏。使用后丢弃剩余产品。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>使用方法</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| G系列和PLUS产品，G-Gamete™和EmbryoGlue®不需要添加白蛋白。所有其他非PLUS产品，不含白蛋白产品均需添加白蛋白。所有其他非PLUS产品，不含白蛋白产品均需添加白蛋白。当使用本产品时，必须添加人血清白蛋白（HSA）以维持培养基，可能包括目前尚未检测和/或鉴定的病原体。因此在使用HSA时不能完全排除血液病原体感染的可能性及潜在危险。除G-IVF™，G-FreezeKItBlast™和G-ThawKIt Blast™之外，所有在培养液添加剂G-MM™或HSA-solution™（100.5 mg/mL至9.5 mL），至5 mg/mL的白蛋白浓度为2.5 mg/mL，HSA-solution™为2.5 mg/mL。 |  |
| G-IVF™应添加10% G-MM™或HSA-solution™（加1.0 mL至9.0 mL），最终G-MM™的浓度为5 mg/mL，HSA-solution™为10 mg/mL。添加白蛋白的培养液均应按无菌操作的方式进行分装。所有使用培养基添加G-RINSE™溶液以清除培养基瓶上的有毒物质。                                                                                                                                                                             |  |

### G-MOPS™, G-1™, G-2™, G-PGD™添加量：

| 培养基  | HSA-solution™ | 最终体积  |
|------|---------------|-------|
| [mL] | [mL]          | [mL]  |
| 9.0  | 0.5           | 10.0  |
| 18.0 | 1.0           | 20.0  |
| 28.5 | 1.5           | 30.0  |
| 38.0 | 2.0           | 40.0  |
| 47.5 | 2.5           | 50.0  |
| 57.0 | 3.0           | 60.0  |
| 66.5 | 3.5           | 70.0  |
| 76.0 | 4.0           | 80.0  |
| 85.5 | 4.5           | 90.0  |
| 95.0 | 5.0           | 100.0 |

**G-IVF™, G-FreezeKIt Blast™, G-ThawKIt Blast™添加量：**

| 培养基  | HSA-solution™ | 最终体积  |
|------|---------------|-------|
| [mL] | [mL]          | [mL]  |
| 9.0  | 1.0           | 10.0  |
| 18.0 | 2.0           | 20.0  |
| 27.0 | 3.0           | 30.0  |
| 36.0 | 4.0           | 40.0  |
| 45.0 | 5.0           | 50.0  |
| 54.0 | 6.0           | 60.0  |
| 63.0 | 7.0           | 70.0  |
| 72.0 | 8.0           | 80.0  |
| 81.0 | 9.0           | 90.0  |
| 90.0 | 10.0          | 100.0 |

**规格**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 过滤灭菌        | SAL 10 <sup>3</sup> |
| 胚胎测试(一细胞胚胎) |                     |
| %成功植入/扩张胚胎  | ≥ 80                |
| 细菌内毒素(内毒素)  | < 0.25              |

所有批号的质检分析报告随货提供。

### 注意事项

如果发现瓶子的完整性受损，请丢弃该产品。如果发现产品密封盖已被使用。

HSA-solution™含人血清白蛋白。

注意：所有的血液制品均可能为含潜在感染因素。产品生产原料材料经过HIV、HBc、HCV和HTLV/HTLV抗体检测均为阴性，对HbsAg、HCV RNA和HIV-1 RNA及梅毒非阳性。已知的检测方法无法并不能检测人血清制品不含任何感染因素。重复使用可能导致生物安全事故或产品拒收。

Vitrolife建议仅在使用本产品时，严格执行无菌操作技术。关于使用IVF培养基产品，包括Vitrolife的IVF培养基产品，在生产质量和和病毒学上的稳定性没有无法得出结论。

本产品不得作为主要注射剂使用。

注意：产品的使用必须符合医疗部门相关操作规范和法规，仅限专业人员使用。

### ISO符号描述

| STERILE | 经无限制                       |
|---------|----------------------------|
| ☞       | 温度限制                       |
| ☞       | 切勿再次使用                     |
| ☞       | 使用期限-见标签                   |
| ☞       | 注意：参考随附文件                  |
| REF     | 型号                         |
| LOT     | 批号                         |
| CE      | CE标识 (Conformité Européen) |

## EUROPE

### EN: Indication for use

HSA-solution™ contains human serum albumin solution (100 mg/mL) and is intended for use in assisted reproductive procedures which include gamete and embryo manipulation. These procedures include the use of HSA-solution™ as a supplement for culture medium.

### Product Description

HSA-solution™ is antibiotic-free.

### Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

HSA-solution™ is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis. Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.

### Directions for use

G-Series PLUS media, G-GAMET™ and EmbryoGlue® do not require albumin supplementation. All other G-Series culture media, not designated PLUS, come protein-free and need to be supplemented either with G-MM™ or HSA-solution™ at the appropriate concentration as listed in the table below. When selecting protein supplementation it should be noted that human serum albumin (HSA) is a blood derived substance and may contain human pathogenic agents including those not yet known or identified. Thus the risk of transmission of such infectious agents cannot be completely eliminated when using HSA. G-Series media with the exception of G-IVF™, G-FreezeKItBlast™ and G-ThawKIt Blast™ shall have 5 % of either G-MM™ or HSA-solution™ added (0.5 mL added to 9.5 mL). The final concentration of G-MM™ will be 2.5 mg/mL and the final concentration of HSA will be 5 mg/mL.

G-IVF™ shall have 10 % of either G-MM™ or HSA-solution™ added (1.0 mL added to 9.0 mL). The final concentration of G-MM™ will be 5 mg/mL and the final concentration of HSA will be 10 mg/mL. Media to be supplemented should be aliquoted into sterile non-toxic tissue culture grade tubes or flasks. All containers should be pre-rinsed using G-RINSE™ in order to ensure there is no particulate matter or toxic substances residing.

### Supplementation of G-MOPS™, G-1™, G-2™, G-PGD™:

| Medium | HSA-solution™ | Final       |
|--------|---------------|-------------|
| [mL]   | volume [mL]   | volume [mL] |
| 9.0    | 0.5           | 10.0        |
| 19.0   | 1.0           | 20.0        |
| 28.5   | 1.5           | 30.0        |
| 38.0   | 2.0           | 40.0        |
| 47.5   | 2.5           | 50.0        |
| 54.0   | 3.0           | 60.0        |
| 63.0   | 3.5           | 70.0        |
| 72.0   | 4.0           | 80.0        |
| 81.0   | 4.5           | 90.0        |
| 95.5   | 5.0           | 100.0       |

The cryopreservation solutions can be supplemented directly into the dishes. Simply place 900 µl of each cryopreservation solution into separate wells + 100 µl of G-MM™ or 100 µl HSA-solution™. It is recommended only to supplement the volume of medium expected to be used in one day.

### Specifications

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Sterile filtered                         | SAL 10 <sup>3</sup> |
| Mouse Embryo Assay (1-cell)              |                     |
| % expanded blastocysts (within 96 hours) | ≥ 80                |
| Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL] | < 0.5               |

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

### Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use HSA-solution™ if it appears cloudy.

HSA-solution™ contains human serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV III and when not-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Re-use may result in microbiological contamination and/or property changes in the product.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on behalf of a physician.

(100 mg/mL) and is intended for use in assisted reproductive procedures which include gamete and embryo manipulation. These procedures include the use of HSA-solution™ as a supplement for culture medium.

### Product Description

HSA-solution™ is antibiotic-free.

### Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

HSA-solution™ is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis. Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.

### Directions for use

G-Series PLUS media, G-GAMET™ and EmbryoGlue® do not require albumin supplementation. All other G-Series culture media, not designated PLUS, come protein-free and need to be supplemented either with G-MM™ or HSA-solution™ at the appropriate concentration as listed in the table below. When selecting protein supplementation it should be noted that human serum albumin (HSA) is a blood derived substance and may contain human pathogenic agents including those not yet known or identified. Thus the risk of transmission of such infectious agents cannot be completely eliminated when using HSA. G-Series media with the exception of G-IV™, G-FreezeKItBlast™ and G-ThawKIt Blast™ shall have 5 % of either G-MM™ or HSA-solution™ added (0.5 mL added to 9.5 mL). The final concentration of G-MM™ will be 2.5 mg/mL and the final concentration of HSA will be 5 mg/mL.

G-IVF™ shall have 10 % of either G-MM™ or HSA-solution™ added (1.0 mL added to 9.0 mL). The final concentration of G-MM™ will be 5 mg/mL and the final concentration of HSA will be 10 mg/mL. Media to be supplemented should be aliquoted into sterile non-toxic tissue culture grade tubes or flasks. All containers should be pre-rinsed using G-RINSE™ in order to ensure there is no particulate matter or toxic substances residing.

### Supplementation of G-MOPS™, G-1™, G-2™, G-PGD™:

| Medium | HSA-solution™ | Final       |
|--------|---------------|-------------|
| [mL]   | volume [mL]   | volume [mL] |
| 9.5    | 0.5           | 10.0        |
| 19.0   | 1.0           | 20.0        |
| 28.5   | 1.5           | 30.0        |
| 38.0   | 2.0           | 40.0        |
| 47.5   | 2.5           | 50.0        |
| 57.0   | 3.0           | 60.0        |
| 66.5   | 3.5           | 70.0        |
| 76.0   | 4.0           | 80.0        |
| 85.5   | 4.5           | 90.0        |
| 95.0   | 5.0           | 100.0       |

### Supplementation of G-IVF™, G-FreezeKIt Blast™, G-ThawKIt Blast™:

| Medium | HSA-solution™ | Final       |
|--------|---------------|-------------|
| [mL]   | [mL]          | volume [mL] |
| 9.0    | 1.0           | 10.0        |
| 18.0   | 2.0           | 20.0        |
| 27.0   | 3.0           | 30.0        |
| 36.0   | 4.0           | 40.0        |
| 45.0   | 5.0           | 50.0        |
| 54.0   | 6.0           | 60.0        |
| 63.0   | 7.0           | 70.0        |
| 72.0   | 8.0           | 80.0        |
| 81.0   | 9.0           | 90.0        |
| 90.0   | 10.0          | 100.0       |

The cryopreservation solutions can be supplemented directly into the dishes. Simply place 900 µl of each cryopreservation solution into separate wells + 100 µl of G-MM™ or 100 µl HSA-solution™. It is recommended only to supplement the volume of medium expected to be used in one day.

### Specifications

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Sterile filtered                         | SAL 10 <sup>3</sup> |
| Mouse Embryo Assay (1-cell)              |                     |
| % expanded blastocysts (within 96 hours) | ≥ 80                |
| Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL] | < 0.5               |

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

### Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use HSA-solution™ if it appears cloudy.

HSA-solution™ contains human serum albumin.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV III and when not-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Re-use may result in microbiological contamination and/or property changes in the product.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on behalf of a physician.

### BG: Показания за употреба

HSA-solution™ съдържа разтвор от човешки сѐрумен албумин (100 mg/mL) и е предназначава за употреба при асистирани репродуктивни процедури, които са включени манипулации на гамети и ембриони. Тези процедури включват използването на HSA-solution™ като добавка към културния среда.

### Описание на продукта

HSA-solution™ не съдържа антибиотик.

### Инструкции за съхранение и стабилност

Да се съхранява на тъмно при температура от+2 до +8 °C.

HSA-solution™ е стабилен до изтичане на срока на годност, обозначен върху етикета на опаковката и на спецификация за партидата Сертификат от анализ.

Бутилите със среда не трябва да се съхраняват след отваряне. Изхвърлете изтичното количество среда след приключване на процедурата.

### Указания за употреба

При предате от серията G-Series PLUS, G-GAMET™ и EmbryoGlue® не се изисква допълнителна добавка на албумин. Всички други културни среди от серията G-Series, на които не е обозначено PLUS, се предоставят без албумин и трябва да се добавят или G-MM™ или с HSA-solution™ в съответната концентрация, както е посочено по-долу в таблицата. При избор на протеинова добавка трябва да се отбележи, че човешкият сѐрумен албумин (HSA) е извлечен от кръв и derfor kan indeholdes humane patogener, herunder stoffer, der endnu ikke er kendt eller identificeret. Risikoen for overførsel af sådanne smitstoffer kan derfor ikke helt undgås ved brug af HSA. G-Series-medier med indtægelse af G-IVF™, G-FreezeKIt Blast™ og G-ThawKIt Blast™ skal tilføres 5 % G-MM™ eller HSA-solution™ (0.5 mL tilføjes til 9.5 mL). Slutkoncentration af G-MM™ bliver 2.5 mg/mL og slutkoncentration af HSA 5 mg/mL.

G-IVF™ skal tilføres 10 % G-MM™ eller HSA-solution™ (1.0 mL tilføjes til 9.0 mL). Slutkoncentration af G-MM™ bliver 5 mg/mL og slutkoncentration af HSA 10 mg/mL. Medier, der skal tilføres proteintilægsning, skal alskovestres over i sterile, ikke-toksiske reagensglas eller flasker beriget til vækstultra. Alle beholdere bør skylles med G-RINSE™ først og derefter i HSA-solution™.

**Tilførsel til G-MOPS™, G-1™, G-2™, G-PGD™:**

| Medium | HSA-solution™ | Slut-       |
|--------|---------------|-------------|
| [mL]   | [mL]          | volume [mL] |
| 9.5    | 0.5           | 10.0        |
| 19.0   | 1.0           | 20.0        |
| 28.5   | 1.5           | 30.0        |
| 38.0   | 2.0           | 40.0        |
| 47.5   | 2.5           | 50.0        |
| 57.0   | 3.0           | 60.0        |
| 66.5   | 3.5           | 70.0        |
| 76.0   | 4.0           | 80.0        |
| 85.5   | 4.5           | 90.0        |
| 95.0   | 5.0           | 100.0       |

**Tilførsel til G-IVF™, G-FreezeKIt Blast™, G-ThawKIt Blast™:**

| Medium | HSA-solution™ | Slut-       |
|--------|---------------|-------------|
| [mL]   | [mL]          | volume [mL] |
| 9.0    | 1.0           | 10.0        |
| 18.0   | 2.0           | 20.0        |
| 27.0   | 3.0           | 30.0        |
| 36.0   | 4.0           | 40.0        |
| 45.0   | 5.0           | 50.0        |



