


iDAScore™

Brukerhåndbok



Innhold

1	Innledning.....	3
1.1	Konvensjoner som brukes i denne brukerhåndboken.....	3
1.2	Viktige begrensninger og advarsler.....	3
1.3	Generelle anbefalinger for internettsikkerhet.....	4
1.4	Formålet med iDAScore.....	4
1.5	Tiltenkt bruk.....	5
1.6	Indikasjoner for bruk.....	5
1.7	Tiltenkte brukere.....	5
1.8	Klinisk nytte.....	5
1.9	Foreslåtte feilsøkingstiltak.....	5
1.10	Krav for bruk av iDAScore.....	6
2	Vitrolife Technology Hub.....	6
2.1	Tiltenkt bruk.....	6
2.2	Bruke Vitrolife Technology Hub.....	7
3	iDAScore – grunnleggende funksjoner.....	9
4	Skår som tildeles embryoene.....	11
5	Valg av embryoer.....	12
5.1	Bilder, tidsforløpsvideoer og merknader.....	12
6	Generering og ferdigstilling av rapporter.....	14
7	Symboler og merking.....	19
8	Avfallshåndtering.....	19
9	Kontaktinformasjon.....	20

CohortView, CulturePro, EmbryoScope, EmbryoSlide, EmbryoViewer, Guided Annotation, iDAScore og KIDScore er varemerker eller registrerte varemerker eid av Vitrolife Group.

©2022 Vitrolife A/S. Med enerett.

1 Innledning

Denne brukerhåndboken gir informasjon om hvordan du bruker iDAScore, som er utformet for å automatisk identifisere embryoer med beste mulighet for implantasjon.

I brukerhåndboken henviser "EmbryoScope" både til EmbryoScope+-, EmbryoScope Flex- og EmbryoScope 8-tidsforløpsinkubatorene. "EmbryoSlide" henviser både til EmbryoSlide+-, EmbryoSlide+ ic8- og EmbryoSlide Flex-kulturskåler.

Alle skjermbilder i denne brukerhåndboken viser den engelske versjonen av programvaren. Oversettelser finner du i den tilhørende teksten, der dette er relevant.

1.1 Konvensjoner som brukes i denne brukerhåndboken

BEGRENSNINGER FOR BRUK: Funksjoner eller handlinger begrenset til visse identifiserte personer eller formål som MÅ følges når man bruker iDAScore.

ADVARSLER: Betingelser eller handlinger som, hvis instruksjonene ikke følges, potensielt kan føre til feilaktige data eller ugjenkallelig tap av data.

FORSIKTIG: Viktig og nødvendig informasjon før man bruker iDAScore.

MERKNADER: Forklaringer og tilleggsinformasjon som gjør ting tydeligere.

1.2 Viktige begrensninger og advarsler

Alle brukere av iDAScore må lese og sette seg inn i denne brukerhåndboken, etterleve begrensninger for bruk og lese advarslene nedenfor.

Brukere bør kontakte Vitrolife øyeblikkelig for å rapportere enhver hendelse og/eller skade påført pasient, operatør eller vedlikeholdsansatt, som oppsto som et direkte eller indirekte resultat av bruk av utstyret og tilknyttet maskinvare. Enhver alvorlig hendelse i tilknytning til utstyret må rapporteres til gjeldende myndighet i landet der brukeren er etablert.

BEGRENSNINGER FOR BRUK

- Alle rettigheter i iDAScore tilhører Vitrolife A/S. Installasjonen og bruken av iDAScore er underlagt vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere.
- Du kan ikke kopiere, endre, dekompile, rekonstruere, demontere eller konvertere en iDAScore, eller overdra, overføre, selge, leie eller lease en iDAScore til en tredjepart.

ADVARSEL

- iDAScore tildeler en skår til hvert embryo. Embryoene med lavest skår har statistisk dårligst sjanse for implantasjon, og embryoene med høyest skår har statistisk best sjanse for implantasjon. Beslutningen om hvilke(t) embryo(er) som skal overføres, fryses eller unngås, skal alltid tas av brukeren etter en vurdering av kvaliteten til alle relevante embryoer.

FORSIKTIG

- iDAScore skal ikke brukes til noe annet formål enn det som er intendert og angitt av Vitrolife A/S, da slik bruk kan føre til at feil beslutninger blir fattet av embryologen.

MERK

- Alle navn og behandlingsdata som er presentert i denne håndboken, er helt fiktive.

1.3 Generelle anbefalinger for internettsikkerhet

Det anbefales og forventes at brukere tar følgende forholdsregler for å redusere risiko i henhold til internettsikkerhet, for at utstyret skal fungere som beregnet i tiltenkt brukermiljø:

- Sørg for at personell er opplært i internettsikkerhet.
- Unngå fysisk tilgang til utstyret av uautoriserte personer.
- Bruk sterke passord (minst åtte tegn, både store og små bokstaver, tall og minst ett spesialtegn).

Brukere må informere Vitrolife A/S øyeblikkelig hvis de oppdager tilfeller av dårlig internettsikkerhet, eller mistenker noen form for cyberangrep.

For mer informasjon om reduksjon av internettsikkerhetsrisikoen, se den separate veiledningen om dette emne fra Vitrolife.

1.4 Formålet med iDAScore

iDAScore er utformet til å automatisk identifisere embryoer som har høyest sjanse for implantasjon. Den er ment som en assistent for kliniske avgjørelser, og endelig vurdering og bestemmelse skal gjøres av medisinsk personale.

iDAScore tildeler en skår til hvert embryo, ut i fra en algoritme i et nevralt nettverk med dyp læring, som forutser sannsynligheten for embryoer som har blitt formet i et EmbryoScope-tidsforløpsystem.

Informasjonen som blir brukt til å beregne et resultat for hvert embryo, mottas fra ES server. ES server mottar bildedata fra tilkoblede EmbryoScope-inkubatorer.

FORSIKTIG

- iDAScore tildeler en skår til hvert embryo. Denne skår skal fungere som en støtte, og aldri som et substitutt for embryologens beslutning.

iDAScore er klassifisert som klasse I i henhold til og i samsvar med kravene i EUs forordning om medisinsk utstyr, (EU) 2017/745.

1.5 Tiltent bruk

Utstyret vurderer tidlig utvikling av embryoer via innhentede tidsforløpsvideoer, for å hjelpe med valg av embryoer. Utstyret gir en skår til hvert embryo, der embryoer blir vurdert for best sjanse for implantasjon. Utstyret er ment som en assistent for kliniske avgjørelser, og endelig vurdering og bestemmelse skal gjøres av medisinsk personale.

1.6 Indikasjoner for bruk

iDAScore er ment for evaluering av embryoer fra IVF-pasienter. iDAScore skal brukes sammen med et EmbryoScope-tidsforløpssystem.

1.7 Tiltente brukere

Embryologer, andre ansatte ved laboratoriet og ansatte ved IVF-klinikker.

1.8 Klinisk nytte

iDAScore er et tilbehør til medisinsk utstyr og er indirekte klinisk nyttig ved å forbedre prosessen for beslutningstaking ved å støtte valget av embryoer som er inkubert i inkubatoren(e) som er koblet til systemet.

1.9 Foreslåtte feilsøkingstiltak

Det er for øyeblikket ingen kjente feil på iDAScore.

1.10 Krav for bruk av iDAScore

Dette trenger du for å ta i bruk iDAScore:

- En EmbryoScope-inkubator
- EmbryoViewer-programvare
- Vitrolife Technology Hub
- ES server med en gyldig lisensfil installert. Serverens maskinvarekonfigurasjon må inkludere et skjermkort og en SSD.

Kvaliteten på tidsforløpsvideoen er også viktig. Pass på at:

- Embryoet har blitt avkledd ordentlig, og er fri for f.eks. kumulussceller
- Hele embryoet er synlig når bildeopptaket blir startet
- Embryoet ligger i midten av brønnen og er i fokus under hele kulturperioden
- Ingen luftbobler befinner seg i brønnen.

ADVARSEL

- iDAScore er ikke tilstrekkelig validert for bruk i behandlinger med avbrutt embryokultur. Avbrutte kulturer inkluderer laserbasert klekking på dag tre og fire, samt kontinuert dyrking etter kunstig blastocystkollaps for vitrifisering. Disse skårene må tolkes med stor forsiktighet. Standard håndtering, som endring av medium utgjør ikke en avbrutt kultur.

2 Vitrolife Technology Hub


Vitrolife Technology Hub er plattformen du bruker for å få tilgang til modulene som brukes på din klinikk. Den er klassifisert som klasse I i henhold til og i samsvar med kravene i EUs forordning om medisinsk utstyr, (EU) 2017/745.

2.1 Tiltent bruk

Vitrolife Technology Hub er en programvareplattform som benyttes til å starte programmoduler som skal fungere som en støtte for, eller som en del av en fertilitetsbehandling.


2.2 Bruke Vitrolife Technology Hub

Når du skal bruke en modul i Vitrolife Technology Hub, må du dobbelklikke på snarveien til Vitrolife Technology Hub på skrivebordet, eller starte programmet fra startmenyen i Windows. Logg inn med ditt EmbryoViewer-brukernavn og passord. Du vil nå se kontrollpanelet til Vitrolife Technology Hub, og det inneholder de modulene dere bruker på klinikken.



Klikk på en av modulene for å åpne den. Hvis du åpner flere moduler, vil hver modul åpne i en egen fane. Du kan lukke en åpen fane ved å klikke på «X» på fanen.

Innstillingsikonet ved siden av **Log out** (Logg ut) gir deg tilgang til innstillingene til systemet og modulene.



✓ Last Saved 03/12/2021 09:02

← Dashboard

System Settings

Language

English (United Kingdom)
English (United Kingdom) ▼

Automatic Logout After Inactivity

10 Minutes

Platform Version

1.3.0.26975

Vitrolife Technology Hub

Software version 1

REF 16537

VERSION 1.3.0.26975

Vitrolife AS
Jens Juul Væ 20
8260 Viby J
Denmark

CE MD

UDI (01) 05712714000034 (8012) 1.3.0.26975

Module Settings

iDAScore ▼

CohortView ▼

Under **System Settings** (Systeminnstillinger) kan du velge mellom tilgjengelige skjermespråk på nedtrekkslisten **Language** (Språk), angi hvor lang tid det skal gå før en bruker blir logge ut automatisk under **Automatic Logout After Inactivity** (Automatisk logget ut ved mangel på aktivitet) og se hva den gjeldende plattformversjonen er under **Platform Version** (Plattformversjon). Du kan også se informasjon om Vitrolife Technology Hub.


Under **Module Settings** (Modulinnstillinger) kan du se hvilken versjon som en spesifikk modul har. På enkelte moduler kan du også se andre detaljer, som referansenummer og UDI-kode (unique device identification – unik utstyrsidentifikasjon). Klikk på pilen ved siden av modulens navn for å åpne eller lukke denne informasjonen.

Klikk på ikonet i øverste høyre hjørne av skjermen hvis du ønsker å se lisensavtalen for sluttbrukere. Denne avtalen vil bli vist på det språket som du har valgt på nedtrekkslisten **Language** (Språk). Klikk på **Close** (Lukk) eller «X» øverst til høyre for å lukke avtalen.

Klikk på **Dashboard** (Kontrollpanel) for å gå tilbake til kontrollpanelet.

3 iDAScore – grunnleggende funksjoner

Når du først åpner iDAScore, vises det ingen informasjon på startsidene.



Angi en pasients navn, eller en pasient-ID, eller en behandlings-ID i søkefeltet på venstre side på skjermbildet, for å søke etter en spesifikk pasient eller behandling.

Feltene **First Name** (Fornavn), **Last Name** (Etternavn), **Date of Birth** (Fødselsdato) og **Patient ID** (Pasient-ID) blir fylt ut automatisk med pasientens informasjon, og skår for pasientens embryoer blir beregnet og vist på høyre side på skjermbildet. Velg **Fresh** (Ferske) for å kun se skår for ferske embryoer, eller **All** (Alle) for å se skår for både ferske og frosne embryoer. Ferske embryoer er embryoer som har blitt inseminert innen de siste 10 dagene.

The screenshot shows the iDAScore application interface. On the left, there is a 'Patient' section with a search bar containing 'Sophia Brown - 005'. Below the search bar, patient details are listed: First Name (Sophia), Last Name (Brown), Date of Birth (01/02/1990), and Patient ID (005). At the bottom of this section is a button with three dots. The main area is titled 'Embryos' and features a 'Finalise' button and a 'Make a Decision' section with three icons: a green checkmark, a blue snowflake, and a red X. Below this is a table of embryos with columns for Embryo ID, Score, Fresh status, All status, Pronuclei, and Decision. The table contains 9 rows of data.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AB-1	1.4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-2	1.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-3	1.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-4	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	1 PN!	
AB-5	7.4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-6	2.0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-7	8.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-8	8.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-9	1.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		

Du kan sortere beregninger etter embryo-ID, skår, eller antall pronuklei. Dersom det er blitt gjort en beslutning for embryoene (se avsnitt 5), kan du også sortere etter beslutning. Klikk på den relevante overskriften én gang for å sortere dataene i synkende rekkefølge, eller klikk to ganger for å sortere dataene i stigende rekkefølge. Som standard vises beregningene etter embryo-ID, i stigende rekkefølge. Hvis du endrer på dette, vises fortsatt standard sortering neste gang du åpner pasientens data.

Hvis du ønsker å se detaljert pasient- og behandlingsinformasjon, eller bruke en skåringsmodell til pasientens embryoer, kan du gjøre dette i EmbryoViewer-programmet. Se i brukerhåndboken til EmbryoViewer for mer informasjon om disse funksjonene.

Klikk på knappen med de tre prikkene nederst til venstre på skjermen for å gå direkte til EmbryoViewer, eller en av de andre modulene i Vitrolife Technology Hub. Velg et alternativ på listen som vises når du klikker på knappen. De valgte pasientdataene vil automatisk vil åpnet i EmbryoViewer, eller den valgte modulen.



4 Skår som tildeles embryoene

Alle embryoer får en numerisk skår mellom 1,0 og 9,9, og skårlinjen vises som mørk grå til en beslutning har blitt tatt for embryoet (se avsnitt 5). Dersom en skår ikke kan beregnes, vises skår-linjen i som lys grå. Plasser muspilen over binstreken i kolonnen **Score** (Skår) for å se flere detaljer.



FORSIKTIG

- Kulturskålen må settes inn i inkubatoren innen 24 timer etter inseminasjon, for at en skår skal kunne beregnes.
- Ingen skår vil bli vist hvis det har gått mindre enn 39 timer siden inseminasjonen.

Skårene vises på kulturens dag to, tre, fem og seks. For at skårene skal vises på dag to, må det ha gått minst 39 timer siden inseminasjonen. Skårene blir deretter kontinuerlig beregnet hver gang du åpner pasientens data, fram til det har gått 84 timer etter inseminasjonen (dag tre). Etter dette vil det ikke bli beregnet noen skår før det har gått 108 timer etter inseminasjonen (dag fem).

Ingen skår vises på dag en og fire, dvs. mindre enn 39 timer etter inseminasjonen, og mellom 85 og 107 timer etter inseminasjonen.

Som en oppsummering kan det sies at skårene vises som følger under kulturperioden:

- Dag 1 (mindre enn 39 timer etter inseminasjon): Ingen skår vises.
- Dag 2 og 3 (39–84 timer etter inseminasjon): Skårene beregnes kontinuerlig.
- Dag 4 (85–107 timer etter inseminasjon): Ingen skår vises.
- Dag 5 og 6 (108–148 timer etter inseminasjon): Skårene beregnes kontinuerlig.

Embryoer med høyest skår har statistisk best sjanse for implantasjon. Den endelige beslutningen om hvilke embryoer som skal overføres, fryses eller unngås, må alltid gjøres av embryologen etter å ha vurdert hvert embryo nøye. Skårene kan støtte beslutningen, men skal aldri fungere som substitutt.

Dersom et embryo ikke har to pronuklei (PN), vises ingen skår for embryoet og PN-verdien vises under **Pronuclei** (Pronuklei) med et advarselssymbol (!). Du kan endre PN-verdien manuelt etter behov (se avsnitt 5.1).



Dersom ingen PN-vurdering er tilgjengelig og PN-verdien ikke har fått merknad, eller har fått merknad som **NA**, vises en skår for embryoet, og et advarselssymbol vises under **Pronuclei** (Pronuklei). Plasser musepilen over advarselssymbolet for å se flere detaljer.



5 Valg av embryoer

Når embryoskår for en pasient vises, kan du bruke beslutningsknappene under **Make a Decision** (Ta en beslutning) for å angi hvilke embryoer som skal overføres (grønt ikon), fryses (blått ikon), eller unngås (rødt ikon). Beslutningsknappen med det grønne ikonet brukes til valg av både ferske og frosne embryoer som skal overføres. Når du klikker på en av knappene, følger det korresponderende ikonet musepilen, og en avmerkingsboks vises under **Decision** (Beslutning) for alle embryoer. Klikk i avmerkingsboksen for alle embryoer du vil bruke beslutningen på. Klikk på den samme beslutningsknappen igjen for at musepilen skal gå tilbake til normal funksjon, eller klikk på en av de andre beslutningsknappene for å ta en ny beslutning for andre embryoer.

Hvis du vil angre en beslutning, klikker du på den relevante beslutningsknappen, og deretter i avmerkingsboksen for det gjeldende embryoet. Dette fjerner merket i boksen.

Når du legger til en beslutning for et embryo, endrer embryoets skårlinje farge i henhold til beslutningen. Skårlinjen blir grønn når et ferskt embryo velges for overføring. Den blir blå når et embryo velges for frysing, og lilla for frosne embryoer som velges for overføring. Hele raden blir nedtonet for embryoer som skal unngås.

AB-5	7.4				
AB-6	2.0				
AB-7	8.2				
AB-8	8.1				

5.1 Bilder, tidsforløpsvideoer og merknader

iDAScore lar deg vise embryobilder og tidsforløpsvideoer for å hjelpe deg med å ta en beslutning. Hvis du vil se det siste bildet som ble tatt av et embryo, plasser musepilen over øyesymbolet, uten å klikke på symbolet.



Alle innlagte kommentarer vises ved siden av bilde, og tidspunktet for bildeopptak vises i nederste venstre hjørne av bildet. Tidspunktet for bildeopptak er antallet timer siden inseminasjonen (hpi).

The screenshot shows a list of embryos on the left and a detailed view of embryo AB-7 on the right. The list includes:

Embryo ID	Score	PN
AB-4	-	-
AB-5	7.4	-
AB-6	2.0	-
AB-7	8.2	2
AB-8	8.1	-

The detailed view of embryo AB-7 shows a grayscale image of the embryo at 117hpi. The image is labeled '117hpi' in the bottom left corner. To the right of the image is a vertical color scale ranging from -75 to 75, with a blue arrow pointing to 0. Below the image is a timeline showing 'Day 1' through 'Day 5', with 'Day 1' selected.

Hvis du vil se flere detaljer om embryoet, klikker du på pilsymbolet. Dette åpner en ny side med mer informasjon og flere alternativer.

The screenshot shows the 'Patient Overview' page for embryo AB-7. The page includes the following information:

- Patient Overview**
 - First Name: Sophia
 - Last Name: Brown
 - Date of Birth: 01/02/1990
 - Patient ID: 005
- AB-7**
 - Treatment: X9X92020
 - Score: 8.2
 - PN: 2
 - Comment: [Empty text box]
- Make a Decision**
 - (Green checkmark)
 - (Blue snowflake)
 - (Red X)

The right side of the page shows a detailed view of embryo AB-7 at 117.3hpi. The image is labeled '117.3hpi' in the bottom left corner. To the right of the image is a vertical color scale ranging from -75 to 75, with a blue arrow pointing to 0. Below the image is a timeline showing 'Day 1' through 'Day 5', with 'Day 1' selected. At the bottom of the page are navigation controls: a blue button labeled 'EmbryoViewer: Annotation', and a set of navigation icons (back, forward, search, and settings).

På venstre side ser du pasientdetaljer og skår fra forrige side. Du kan også se hvilken behandling embryoet hører til, og antall pronuklei (PN). Et advarselssymbol (!) vises ved siden av feltet **PN** dersom ingen PN-beregning er tilgjengelig og antall pronuklei ikke har fått merknad. Hvis du vil endre på antall pronuklei, kan du gjøre dette direkte i feltet **PN**. Endringer vises automatisk i

EmbryoViewer-programvaren. I feltet **Comment** (Kommentar) under denne informasjonen, kan du skrive en kommentar hvis dette er relevant. Beslutningsknappene fra forrige side er også tilgjengelige her.

Dersom du vil legge til merknader eller se eksisterende merknader i EmbryoViewer-programvaren, klikker du på knappen **EmbryoViewer: Annotation** (EmbryoViewer: Merknad) for å gå direkte til siden **Annotate** (Merknad) i EmbryoViewer-programvaren. Se brukerhåndboken for EmbryoViewer for mer informasjon om merknader. Klikk på knappen **Vitrolife Technology Hub** i EmbryoViewer-programvaren for å gå tilbake til iDAScore.

På høyre side vises en tidsforløpsvideo av embryoet. Du kan bruke avspillingsknappene under videoen for å spille av videoen eller sette den på pause (knappen i midten), eller for å gå ett bilde tilbake (venstre knapp) eller forover (høyre knapp). Du kan også dra glidebryteren eller klikke hvor som helst på linjen under videoen for å gå til et spesielt tidspunkt. Hvis du foretrekker å bruke tastaturet, kan du trykke på høyre eller venstre pil for å gå ett bilde tilbake eller frem, etter behov. Dette er nyttig når du skal kontrollere spesifikke detaljer. Trykk og hold nede pilene for å spille av videoen baklengs eller normal rekkefølge med høy hastighet, eller trykk på mellomromtasten for å starte eller stoppe videoen når som helst.


De to glidebryterne ved siden av avspillingsknappene kan brukes til å justere videoens lysstyrke (den øverste glidebryteren) og kontrast (den nederste glidebryteren).

Hvis du vil endre fokalplan, kan du dra glidebryteren eller klikke hvor som helst på den loddrette linjen til høyre for videoen. Alternativt kan du bruke pil opp og pil ned på tastaturet.


Når du har gått gjennom embryodetaljene, klikker du på koblingen **Patient Overview** (Pasientoversikt) for å gå tilbake til oversiktsiden. Alle endringer og kommentarer lagres automatisk.

6 Generering og ferdigstilling av rapporter


Når du har tatt en beslutning for alle relevante embryoer, klikker du på knappen **Finalise** (Ferdigstilling). Du vil nå bli bedt om å velge dato. Velg dato på kalenderen som vises, og klikk på **Confirm** (Bekreft). Standarddato er gjeldene dato.




En rapport over beslutninger tatt for alle embryoer, vises. På første side av rapporten kan du se hvor mange embryoer som ble valgt for fersk overføring, frysing, overføring i frossen tilstand (FET), eller for å bli unngått.


03/12/2021

Embryo Decision Report

 **First Name**
Sophia





Last Name
Brown


 **Date of Birth**
01/02/1990

 **Patient ID**
005

Summary

Decision Date 03/12/2021 **iDAScore version** 2.0.2

Decision	Number
 Transfer	1
 Freeze	4
 FET	0
 Avoid	10

Close Save 

De neste sidene inneholder detaljer over ferdigstilte embryoer og kulturskåler og instrumenter som de inkuberes i. Én side vises for hver kulturskål som inneholder ferdigstilte embryoer. Illustrasjonen viser hvilke brønner i kulturskålen med embryoer som ble valgt for overføring (grønne) og frysing (blå), og hvilke som ble markert for å unngås (grå).



03/12/2021

First Name
Sophia

Last Name
Brown

Date of Birth
01/02/1990

Patient ID
005

Culture Dish AA



Treatment Y2Y22020

Dish ID D2000.01.01_S10005_I0001_P

Instrument ES+ 0001

Hours Past Insemination 120.8

Embryo	iDAScore	Decision
AA-3	7.5	● Freeze
AA-4	8.7	● Freeze



03/12/2021

First Name
Sophia

Last Name
Brown

Date of Birth
01/02/1990

Patient ID
005

Culture Dish AB



Treatment X9X92020

Dish ID D2000.01.01_S10006_I0002_P

Instrument ES+ 0002

Hours Past Insemination 117.4

Embryo	iDAScore	Decision
AB-5	7.4	● Freeze
AB-7	8.2	● Transfer
AB-8	8.1	● Freeze



På den neste siden av rapporten er alle embryoer som er markert for å unngås listet opp med behandling, kulturskål-ID og brønnummer.



First Name
Sophia

Last Name
Brown



Date of Birth
01/02/1990



Patient ID
005

Avoid

Treatment	Dish ID	Well
Y2Y2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	1
Y2Y2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	2
Y2Y2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	5
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	1
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	2
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	3
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	4
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	6
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	9
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	10

Den siste siden av rapporten inneholder en beslutningsoversikt med skår og beslutninger for alle embryoer.



First Name
Sophia

Last Name
Brown



Date of Birth
01/02/1990



Patient ID
005

Decision overview

Treatment	Embryo	iDAScore	Hours Past Insemination	Decision
Y2Y2_2020	AA-1	1.7	120	<input type="radio"/> Avoid
Y2Y2_2020	AA-2	-	120	<input type="radio"/> Avoid
Y2Y2_2020	AA-3	7.5	120	<input checked="" type="radio"/> Freeze
Y2Y2_2020	AA-4	8.7	120	<input checked="" type="radio"/> Freeze
Y2Y2_2020	AA-5	1.9	120	<input type="radio"/> Avoid
X9X9_2020	AB-1	1.4	117	<input type="radio"/> Avoid
X9X9_2020	AB-2	1.5	117	<input type="radio"/> Avoid
X9X9_2020	AB-3	1.5	117	<input type="radio"/> Avoid
X9X9_2020	AB-4	-	117	<input type="radio"/> Avoid
X9X9_2020	AB-5	7.4	117	<input checked="" type="radio"/> Freeze
X9X9_2020	AB-6	2.0	117	<input type="radio"/> Avoid
X9X9_2020	AB-7	8.2	117	<input checked="" type="radio"/> Transfer
X9X9_2020	AB-8	8.1		

Close

Save








Klikk på **Close** (Lukk) for å lukke rapporten, eller på **Save** (Lagre) for å lagre den som en PDF-fil der du måtte ønske å lagre den. Alle rapporter er automatisk tilgjengelig i CohortView, og du må ikke lagre de eksternt for å få tilgang til de. Klikk på skriverikonet hvis du vil skrive ut rapporten.

Etter at du ferdigstiller alle beslutninger, vises ikke lenger valgte embryoer eller embryoer som ble markert for å unngås. Kun frosne embryoer og embryoer som ikke har fått en beslutning vises nå, og visning endres automatisk til **All** (Alle). Hvis pasienten har frosne embryoer fra tidligere behandlinger, blir disse også vist.

The screenshot shows the iDAScore web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text 'iDAScore', and window control icons. Below the navigation bar, a status message reads 'Last Saved 03/12/2021 11:35'. The main content area is divided into two sections: 'Patient' and 'Embryos'. The 'Patient' section on the left contains a search box with 'Sophia Brown - 005' and three fields: 'First Name' (Sophia), 'Last Name' (Brown), and 'Date of Birth' (01/02/1990). The 'Embryos' section on the right features a 'Finalise' button and a 'Make a Decision' area with three icons: a green checkmark, a blue snowflake, and a red X. Below these are radio buttons for 'Fresh' (unselected) and 'All' (selected). A table lists four embryos with their IDs, scores, and progress bars. Each row also includes an eye icon, a snowflake icon, and a right-pointing arrow.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AA-3	7.5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
AA-4	8.7	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
AB-5	7.4	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
AB-8	8.1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="checkbox"/>

7 Symboler og merking

Etikett	Beskrivelse	Merknad
	Referansenummer	-
	Produsentens deklarasjon om at utstyret etterkommer alle gjeldende krav i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr	-
	Medisinsk utstyr	-
	Unik utstyrsidentifikasjon	-
	Produsentens navn og adresse	Se avsnitt 9.

8 Avfallshåndtering

For å redusere mengden avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr må alt utstyr kasseres i samsvar med direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), som endret ved direktiv (EU) 2018/849. Dette omfatter: PCB-er (blyfri HASL), brytere, PC-batterier, trykte kretskort og eksterne elektriske kabler. Alle komponenter er i samsvar med RoHS 2-direktivet 2011/65/EU, som angir at nye elektriske og elektroniske komponenter ikke skal inneholde bly, kvikksølv, kadmium, heksavalent krom, polybromerte bifenyler (PBB) eller polybromerte difenylestere.

9 Kontaktinformasjon

Trenger du rask hjelp? Kontakt servicetelefonen vår:

+45 7023 0500

(tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken)

E-postadresse for kundestøtte: support.embryoscope@vitrolife.com

(svar innen to arbeidsdager)



Vitrolife A/S
Jens Juuls Vej 20
DK-8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 7221 7900

Nettsted: www.vitrolife.com

Vitrolife 

VITROLIFE A/S, DANMARK